

Universal-Kassettenhalter

UK-I



Strahlenschutz und Standardisierung

Die allgemeine Problematik, eine Kassette bei Übertischaufnahmen an schwer beweglichen, polytraumatisierten und/oder beatmeten Patienten verlässlich zu fixieren, ist jeder MTRA bekannt. Durch die Arbeit mit dem Kassettenhalter entfällt die Benutzung von Schaumstoffkeilen und anderen Hilfsmitteln weitgehend, da eine Fixierung durch den Patienten selbst möglich ist.


Das Halten der Kassette durch Dritte ist nicht mehr notwendig.

Anwendungsmöglichkeiten:

- Knie lateral
- Patella axial
- Vor- und Mittelfuß ap und schräg
z. B. im Unterschenkelgips
- Fußwurzel ap und schräg
- Oberes Sprunggelenk lateral
- Unterarm mit Handgelenk am liegenden Patienten
- Ellenbogen lateral
z. B. im Oberarmgips
- Oberarm ap und lateral
- Gesichtsschädel lateral am liegenden Patienten
- Jochbogen
- Nasenbein lateral
- Unterkiefer schräg lateral



Ellenbogen lateral



Jochbogen

telos Arzt- und Krankenhausbedarf GmbH

Ottostraße 2
61200 Wölfersheim

Telefon: +49 6036 9705 0
E-Mail: info@telos-gmbh.com
Internet: www.telos-gmbh.com

telos