



telos Beinhalter

Der telos Beinhalter ist sowohl horizontal wie auch vertikal für Röntgenstrahlen durchlässig.

Die präzisen Führungen verursachen - auch bei längerem Gebrauch - keine Schäden an den Führungsstangen. Die Verstellbarkeit bleibt leichtgängig und die Fixierung sicher.

Standard-Blutleermanschetten können in den telos Beinhalter mit eingelegt werden.

Der optional erhältliche Universalschwenkkloben erlaubt eine Höhenverstellung und in beiden Richtungen eine Seitenverstellung um 60°



telos Arzt- und Krankenhausbedarf GmbH

Unter den Linden 26
D-35410 Hungen-Obbornhofen

Telefon: +49 6036 97050
Telefax: +49 6036 9297
Internet: www.telos-gmbh.com

telos